







4250-BJ TIRAS CLORO CONCENTRADO

REF. 100172

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Tiras reactivas para el análisis de cloro total en soluciones

desinfectantes.

Escala: 10, 50, 100, 200 ppm de cloro total

Nº de análisis: 200



COMPONENTES

200 tiras reactivas Tubo con carta de colores estándar

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

- Sumergir la tira reactiva en la solución a analizar y sacarla inmediatamente.
- Secar el exceso de agua con un papel absorbente.
- Comparar el color que se ha generado con la carta de colores.
- El resultado se expresa como ppm de cloro total.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

- Mantener el tubo cerrado para evitar que entre la humedad.
- Evitar coger las tiras con las manos húmedas o mojadas.
- No exponer en la luz solar.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha impresa en el tubo.







