



TASKI Sprint Emerel Bactericida

Limpiador general desinfectante

Descripción

Sprint Emerel Bactericida es un limpiador general líquido alcalino, desinfectante de acción residual con amonios cuaternarios.

Propiedades

- Limpia y desinfecta.
- Tiene poder germicida directo.
- Con acción residual y desodorizante.
- Tres posibles diluciones según el tipo de limpieza que quiera realizar.
- Misma eficacia en todo tipo de aguas.

Modo de empleo

Dosificación:

Existen tres posibles diluciones según el tipo de limpieza que quiera realizar:

- Misma eficacia en todo tipo de aguas.
- Diluido en agua en proporción de 1:20 cuando requiera una acción eficaz y completa de desinfección y desodorización.
- Diluido en agua en proporción de 1:40 para una limpieza higiénica.
- Diluido en proporción de 1:60 para las limpiezas ligeras o de mantenimiento.

No es necesario enjuagar salvo en pisos donde se vaya a encerar después.



Aplicación

Superficies:

Cubo: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua y aplicar la solución con un trapo/esponja. Dejar actuar brevemente, luego fregar si es necesario y eliminar la solución sucia.

Suelos:

Dosificar el producto en un tanque/cubo lleno de agua y aplicar la solución con una fregona o mopa plana. Dejar actuar brevemente, luego fregar y eliminar la solución sucia. Aclarar la superficie con agua limpia si es necesario.



© A.I.S.E.





TASKI Sprint Emerel Bactericida

Información Técnica

Aspecto: Líquido transparente color verde

pH (puro) <12,5

Densidad relativa a 20°C: 1,075g/cc

Información Microbiológica

Cumple la Norma UNE-EN 1040 a la concentración de 3% en condiciones de ensayo de 20°C±1 °C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*.

Cumple la Norma UNE-EN 13697 a la concentración de 10% en condiciones limpias de ensayo de 20°C ±1 °C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son:

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae

Staphylococcus aureus

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Restringido a usos profesionales

Información para el almacenamiento:

Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Registro:

Nº registro Sprint Emerel Bactericida: 08-20-03004

Formatos de venta

Sprint Emerel Bactericida está disponible en bombonas de 2x5L.