

Product Data Sheet

Scheda Commerciale Prodotto



Catálogo



Foto	Código
	0BB00745MB
	Descripción Recambio Microriccio AZUL – con Velcro indeformable y lazo 40 cm
	Colores disponibles OGG00745MG – amarillo ORR00745MR – rojo 0VV00745MV – verde

Datos Técnicos		
Material: microfibra (100% poliéster)	Medidas: 46x10 cm	Caja: 25 Ud.
Volumen caja: 0.014 m3	Peso bruto: 3 kg	

Descripción Producto
<p>Recambio de microfibra 46x10 cm con soporte de Velcro® indeformable, resistente al lavado a temperaturas elevadas. Se puede utilizar con el soporte con velcro art. 00000887 – 00000887Y, adecuado para la limpieza de las superficies medianas.</p> <p>La mopa se puede sustituir fácilmente, sin tocar la zona sucia, de una habitación a otra reduciendo así el riesgo de contaminación.</p> <p>La microfibra Microriccio reduce del 90 % las bacterias, elimina las manchas de suciedad y garantiza una limpieza óptima.</p> <p>El poliéster facilita el deslizamiento de la mopa por el suelo.</p> <p>Este sistema se utiliza en los hospitales, hoteles, restaurantes y en las comunidades.</p> <p>El recambio puede ser impregnado previamente.</p> <p>Peso: 93 gr Absorción: 2 veces su peso Autonomía: 25/30 mq</p> <p>MANTENIMIENTO Temperatura de lavado: máx. 90°C (194°F) No blanquear, no utilizar suavizantes Fuerza mecánica : normal No utilizar lejía ni suavizante No utilizar detergentes alcalinos (<pH 11) No secar en la secadora: posibilidad de secar en secadora solo a temperatura mínima, remover la mopa enseguida cuando se ha secado. Durabilidad 400 lavados (siempre que se cumplan los puntos anteriores).</p>

Test sobre la microfibrá TTS
% reducción número de organismos

Microrganismos	% reducción
Staphylococcus aureus MRSA	98.09
Pseudomonas aeruginosa	98.79
Escherichia coli	98.15
Salmonella choleraesuis	96.46
MEDIA %	97.87

Conclusiones

Según los resultados obtenidos, el artículo a examen Mopa de microfibrá produce una reducción % de la carga microbiana **> del 90%**.

Fuente:

Laboratorio independiente Biolab S.p.A – Vimondrone (MI); TEST 2008/96 SAM del 30/01/2009



C/de Galileu Galilei, 15 - Pol. Ind. Coll de la Manya - 08403 Granollers (Barcelona)
Tel: +34/938616840 - Fax: +34/938618437 - E-mail: ventas@ttsystem.com - Web: www.ttsystem.com