



## TASKI® Sprint H-200

### Limpiador desinfectante para uso en ámbito sanitario

#### Descripción

TASKI Sprint H-200 es un limpiador desinfectante de suelos y superficies de ámbito sanitario, basado en amonios cuaternarios. La formulación de TASKI Sprint H-200 le confiere una gran capacidad bactericida y fungicida, activo sobre HIV (virus del SIDA), HBV (virus de la hepatitis B), Rotavirus, BK

#### Beneficios

- Elimina la suciedad y los focos de gérmenes
- Altamente concentrado y de gran estabilidad
- No deja residuos
- Puede utilizarse sobre acero inoxidable
- TASKI Sprint H-200 puede ser utilizado en todo tipo de suelos y todo tipo de superficies lavables

#### Modo de empleo

TASKI Sprint H-200 es un detergente desinfectante de superficies (suelos, paredes, mobiliario), se utiliza diluido en agua fría o tibia a una concentración del 0.25% y 1.5% (una dosis de 20 ml a 120 ml en 8 litros de agua) según problemática. Puede utilizarse con gamuza o bayeta mediante la técnica del doble cubo. Puede aplicarse con o sin aclarado final.

#### Aplicación sin aclarado:




Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del 'doble cubo'. Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera pasada y escurrido como limpieza previa (1er cubo) y una segunda pasada y escurrido para la desinfección (2º cubo). Es recomendable que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. No necesita aclarado.

#### Aplicación con aclarado:

Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del 'doble cubo'. Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera pasada y escurrido como limpieza previa (1er cubo) y una segunda pasada y escurrido para la desinfección (2º cubo). Se recomienda que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. Aclarar con abundante agua para eliminar los restos de producto. Se recomienda para una mayor seguridad y eficacia no entrar en el recinto desinfectado hasta transcurrido 1 hora.

#### Advertencias

- Úsense guantes adecuados
- Desechar la solución empleada después de cada utilización
- Incompatible con detergentes aniónicos



© A.I.S.E.



## TASKI® Sprint H-200

### Información técnica

Aspecto: Líquido perfumado transparente de color amarillo

pH-puro: 11.5 - 12.5

Densidad: 1.02 - 1.04

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones*

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; [sds.diverse.com](http://sds.diverse.com). Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

### Información microbiológica

TASKI Sprint H-200 cumple la Norma UNE EN 13697 para bactericida, cumple la Norma UNE EN 13697 para Fungicida.

Información adicional bajo solicitud.

Registro Registro de empresa N° 86-DES. N° Registro en la AEMPS: 427-DES.

### Información medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con n° 932.294 ISO 9.001 y n° 653.269 ISO 14.001.