

Desinfectante

Descripción

Suma Tab D4 tab son pastillas desinfectantes para la desinfección de todas las superficies en establecimientos donde se prepare comida.

Propiedades

Suma Tab D4 tab son pastillas concentradas muy efectivas para desinfectar todas las superficies, incluso las que están en contacto con alimentos. Se trata de un producto en pastillas, de cloro estabilizado, fácilmente soluble en agua y muy efectivo como desinfectante frente a una amplia gama de microorganismos, en todo tipo de aguas. Una pastilla disuelta en 10 litros de agua proporciona una solución con 150 ppm de cloro activo.


Beneficios

- Efectivo frente a una amplia gama de microorganismos, ayudando a mejorar la seguridad higiénica
- Efectivo a temperaturas bajas y con poco tiempo de contacto
- Seguro para usar en todas las superficies, incluido el aluminio

Modo de empleo


Para áreas sucias, prelimpiar siempre con un detergente Diversey y aclarar con agua.

1. Preparar una solución con 1 pastilla en 5 litros de agua templada
2. Aplicar a la superficie con una bayeta, cepillo o fregona
3. Dejar actuar unos 5 minutos
4. Aclarar abundantemente con agua limpia las superficies en contacto con alimentos



© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



D4 tab

Información técnica

Apariencia: Pastilla blanca

pH (1% solución): 8

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. Aplicación por personal profesional. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Mantener a temperaturas inferiores de 35°C. Proteger del calor y de la luz solar directa. Almacenar bajo condiciones secas.

Si se usa bajo las condiciones recomendadas, Suma Tab D4 tab es adecuado para usar en todo tipo de materiales comunes en las cocinas.

Información microbiológica

Cumple la Norma UNE-EN 1276 a la dosis de 1 tableta en 10 litros de agua en condiciones limpias de ensayo de 20°C ± 1°C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae y Staphylococcus aureus

Cumple la Norma UNE-EN 13697 a la dosis de 2 tabletas en 5 litros de agua en condiciones limpias de ensayo de 20°C ± 1°C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae y Staphylococcus aureus

Información Microbiológica adicional:

Norma EN1650, Microorganismo Candida Albicans, tiempo 15 min, dosis 1 tableta/5L agua

Norma EN1276, Microorganismo Listeria Monocytogenes, tiempo 5 min, dosis 1 tableta/20L agua

Norma EN1276, Microorganismo Salmonella Enterica, tiempo 5 min, dosis 1 tableta/20L agua

Norma EN13704, Microorganismo Bacillus Subtilis, tiempo 30 min, dosis 1 tableta/1L agua

Norma EN14476, Microorganismo Avian Influenza, tiempo 5 min, dosis 1 tableta/10L agua

Registro Suma Tab D4 tab: 16-20-03127 / 16-20-03127 HA

Empresa certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001