

Product Data Sheet

Scheda Commerciale Prodotto



Catálogo



Foto




Código

00000666

Descripción

Recambio mopa Microsafe Wet Desinfection en Microfibra

PARA SUELOS NO DESLIZANTES



Datos Técnicos

Material: Microfibra-polipropileno-poliamida

Medidas : 40x13 cm

Caja: 25 unidades

Peso Bruto caja: 2,92 kg

Peso neto caja: 2,45 kg

Volumen caja: 0,028 m3

Descripción producto

Wet Desinfection se caracteriza por utilizar mopas con bolsillos que son ligeras, fácil de usar, se adhieren a la perfección al suelo y llegan fácilmente a los rincones y los bordes. Este sistema es ideal para limpiar de modo profesional y eficaz suelos, paredes verticales y techos.

Mopa plana, con soporte en poliéster con dos bolsillos y hilo en microfibra, recomendada para la limpieza y desinfección de cualquier tipo de suelo interno, en particular para suelos antideslizantes.

Las fibras en Microfibra eliminan las manchas de suciedad, absorbiendo la suciedad por capilaridad y garantizan una limpieza óptima.

También libera menos pelusa en comparación con otros tipos de corte de hilo.

APLICACIÓN

Aconsejable para limpiar con agua

Recomendada para suelos antideslizantes

MANTENIMIENTO

Temperatura de lavado : máx. 90°C (194°F)

No blanquear, no utilizar suavizantes

Fuerza mecánica : normal

No utilizar lejía ni suavizante

No utilizar detergentes alcalinos (<pH 11)

No secar en la secadora: posibilidad de secar en secadora solo a temperatura mínima, remover la mopa enseguida cuando se ha secado.

Durabilidad 400 lavados (siempre que se cumplan los puntos anteriores).

Test sobre la microfibras TTS
% reducción número de organismos

Microrganismos	% reducción
Staphylococcus aureus MRSA	98.09
Pseudomonas aeruginosa	98.79
Escherichia coli	98.15
Salmonella choleraesuis	96.46
MEDIA %	97.87

Conclusiones

Según los resultados obtenidos, el artículo a examen Mopa de microfibras produce una reducción % de la carga microbiana **> del 90%.**

Fuente:

Laboratorio independiente Biolab S.p.A – Vimondrone (MI); TEST 2008/96 SAM del 30/01/2009



C/de Galileu Galilei, 15 - Pol. Ind. Coll de la Manyà - 08403 Granollers (Barcelona)
Tel: +34/938616840 - Fax: +34/938618437 - E-mail: ventas@ttsystem.com - Web: www.ttsystem.com