

# Product Data Sheet

## Scheda Commerciale Prodotto



Catálogo		
		
	<b>Foto</b>	
	<b>Código</b> 0B000694MB	
	<b>Descripción</b> Recambio Wet System en microfibra azul – 40x13 cm	
		
	<b>Colores disponibles</b> 0R000694MR – rojo 0G000694MG – amarillo 0V000694MV - verde	
<b>Datos Técnicos</b>		
Material : microfibra (100%poliester)	Medidas: 40x13 cm	Caja : 25 Ud.
Volumen caja : 0.017 m3	Peso bruto: 4.5 kg	
<b>Descripción producto</b>		
<p>Mopa plana en microfibra 40x13 cm con soporte en poliéster y aletas, utilizables con soportes WET SYSTEM art.00000868-00000868Y.</p> <p>Adecuado para la limpieza de pequeñas y medianas superficies. Está compuesto por un 100% de poliéster. Puede ser fácilmente sustituido sin tocar la zona sucia, reduciendo el riesgo de contaminación.</p> <p>Cada mopa contiene muchas fibras microscópicas, que eliminan las manchas de suciedad y garantizan una limpieza óptima.</p> <p>Las fibras microscópicas obran según el principio físico de la atracción electrostática, quitando las manchas y luego absorbiendo la suciedad por capilaridad.</p> <p>Reduce notablemente el uso de detergentes y quedan las superficies limpias y sin rastro o señales.</p> <p>Aconsejable para limpiar en seco con y sin agua para el lavado y la desinfección.</p> <p>Este sistema se utiliza en los hospitales, hoteles, restaurantes y en las comunidades.</p> <p>El recambio puede ser impregnado previamente.</p>		
<b>MANTENIMIENTO</b>		
Temperatura de lavado: máx. 90°C (194°F)		
No blanquear, no utilizar suavizantes		
Fuerza mecánica : normal		
No utilizar lejía ni suavizante		
No utilizar detergentes alcalinos (<pH 11)		
No secar en la secadora: posibilidad de secar en secadora solo a temperatura mínima, remover la mopa enseguida cuando se ha secado.		
Durabilidad 400 lavados (siempre que se cumplan los puntos anteriores).		

### Test sobre la microfibrá TTS

#### % reducción número de organismos

Microorganismos	% reducción
Staphylococcus aureus MRSA	98.09
Pseudomonas aeruginosa	98.79
Escherichia coli	98.15
Salmonella choleraesuis	96.46
<b>MEDIA %</b>	<b>97.87</b>

#### Conclusiones

Según los resultados obtenidos, la sustancia en examen Mopa en microfibrá produce una reducción % de la carga microbiana **> del 90% frente a los demás bacterias testadas.**

Fuente:

Laboratorio independiente Biolab S.p.A – Vimondrone (MI); TEST 2008/96 SAM del 30/01/2009



C/de Galileu Galilei, 15 - Pol. Ind. Coll de la Manyà - 08403 Granollers (Barcelona)  
Tel: +34/938616840 - Fax: +34/938618437 - E-mail: ventas@ttsystem.com - Web: www.ttsystem.com