

## CUBOS A PEDAL

## Cuadrados



**PP1206 / PP1214**  
**Acabado blanco**



**PP1206C / PP1214C**  
**Acabado brillante**



**PP1206CS / PP1214CS**  
**Acabado satinado**

### Descripción general

- Cubos sanitarios cuadrados para interior, de 6 L (PP1206...) o de 12 L (PP1214...) de capacidad, accionados mediante pedal, para apoyarse directamente en el suelo.
- Adecuados para lavabos de frecuencia de uso medio-alta (PP1206...) o alta (PP1214...). Modelos aptos para colectividades.
- Provistos de un sistema de cierre suave que hace que la tapa se cierre suave y silenciosamente.
- Cierre a prueba de olores.
- Funcionamiento del pedal muy ligero.
- Disponen de un asa en la parte trasera para poder mover el cubo cómodamente.
- Muy fáciles de vaciar y limpiar gracias a su cubo interior de plástico extraíble.


### Componentes y materiales

- **PP1206:** cubo sanitario cuadrado de 6 L de capacidad, fabricado en acero, acabado blanco.
- **PP1214:** cubo sanitario cuadrado de 12 L de capacidad, fabricado en acero, acabado blanco.
- **PP1206C:** cubo sanitario cuadrado de 6 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 410, acabado brillante.
- **PP1214C:** cubo sanitario cuadrado de 12 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 410, acabado brillante.
- **PP1206CS:** cubo sanitario cuadrado de 6 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 410, acabado satinado.
- **PP1214CS:** cubo sanitario cuadrado de 12 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 410, acabado satinado.
- **CUERPO:** cuadrado. Robusto frente a golpes y uso indebido.
- **TAPA:** cuadrada. Silenciosa y anti-olores. Apertura de la tapa basada en sistema de bisagra fabricada en material termo-plástico.
- **BASE:** de termo-plástico negro, antideslizante, que aísla el fondo del cubo de la humedad y hace que el cubo permanezca estable en su sitio.
- **CUBO INTERIOR:** de polipropileno negro y capacidad de 6 L (PP1206...) o de 12 L (PP1214...).
- **PEDAL:** metálico con una pieza de termo-plástico negro antideslizante adosado en su parte superior. Presionándolo, acciona la apertura de la tapa.
- **ASA:** metálica. Situada en la parte trasera superior del cubo para facilitar su transporte.

### Especificaciones técnicas

<b>Capacidad</b>	6 L (PP1206...)
	12 L (PP1214...)

### Dimensiones



Dimensiones: ± 4%

	<b>L1</b> (mm)	<b>L2</b> (mm)	<b>L3</b> (mm)	<b>L4</b> (mm)
<b>PP1206...</b>	200	200	290	280
<b>PP1214...</b>	238	238	380	318

### Operación

Apoyar el pie en el pedal para accionar la apertura de la tapa.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso  
Revisión 09-21

© mediclinics S.A.